

IMPLAR SAS

CLL8 # 43 A 28

TEL: 3043773331

REMISION

REMISION N° : C317954
Fecha de envío esperada : 03 feb 2021

CONTRATO : 590-2020
NIT : 900066345
NOMBRE DE CONTACTO : MARIA PATRICIA FIGUEROO MACIAS
DIRECCION : KR 5 #5 59
DEPARTAMENTO : SANTANDER
MUNICIPIO : PIEDECUESTA
CONTACTO : 3016538430

ENVIAR A

ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA

#	Artículo & Descripción	Cant.
1	MONOGAFAS	3.00
2	GUANTES ESTERILES	50.00



IMPORTANTE: FAVOR VERIFICAR CONTENIDO, RECUERDE QUE TRANSCURRIDOS 5 DÍAS DESPUÉS DE LA ENTREGA NO SE ACEPTAN RECLAMOS

ENTREGA RECIBIDA POR:

NOMBRE COMPLETO	C.C	
FIRMA		
CARGO		TELÉFONO
FECHA RECIBIDO:		HORA RECIBIDO:
OBSERVACIONES:		
Si hubo cambio de direccion de entrega diligencie:	Direccion Modificada	
	Nombre de quien autoriza el cambio	
ENVIO POR TRANSPORTADORA	GUIA N°	Empresa:
Otras observaciones:		

FICHA TECNICA DE GUANTES ESTERILES PRECISION CARE



Protección de manos en procedimientos de campo estéril.

- Fabricados en látex natural.
- Alta resistencia a la tracción y abrasión.
- Borde enrollado.
- Superficie texturizada para mayor agarre.
- Revestimiento de almidón, que reduce la fricción sobre la piel y permite un ajuste perfecto y confortable.
- Esterilizados en óxido de etileno.
- Color natural.

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Código: PD-D-27

Versión: 1

Fecha: 18/04/20


NOMBRE:	GAFA
MODELO:	Google 001
TIPO DE GAFA:	GAFA DE SEGURIDAD
USO:	Protección

Descripción:

Gafa de seguridad con buen ajuste a la cara gracias a su forma y correa regulable que cubre el rededor de la cabeza.

Cuenta con ventilación superior e inferior.

Puede encontrarse totalmente transparente o con marco negro.



Materiales:	<p>Marco: Compuesto de Cloruro Polivinilo PVC Flexible. Atoxico.</p> <p>Hebilla o freno: Polipropileno (PP)</p> <p>Visor: Policarbonato (PC)</p> <p>Correa: Elástico Poliéster</p>
Instrucciones de uso:	<p>Ubique las gafas de modo que cubra totalmente los ojos, pase la correa por detrás de la cabeza y ajústela a la medida de la cabeza.</p> <p>Verifique que la gafa quede bien ajustada incluso por la parte lateral de la cara.</p>
Instrucciones de limpieza:	<p>Las gafas se deben limpiar con abundante agua y un poco de jabón de manos o neutro frotando con la mano suavemente, luego enjuague con abundante agua.</p> <p>Para secarlas use un paño suave preferiblemente que no suelte motas.</p> <p>Nunca limpie las gafas en seco ya que si tienen restos de polvo se pueden rayar, no use alcohol.</p>